


PERMATAPE™

Your Technique, Your Choice



PERMATAPE™


テープの厚みはわずか 0.2mm。
結紮も可能です。

テープ形状により軟部組織のカットアウトが
起こりにくくなることが期待できます。

幅 2.5mm のテープ形状により縫合糸より
広い接触面積で組織を固定することが可能です。

太いにはワケがある

2 号の縫合糸と比べ 5 倍もの太さ




Healix Advance BR アンカー
PERMACORD ※

PERMATAPE™

※ 販売名：HEALIX ADVANCE BR アンカー PERMACORD / 承認番号：22800BZX00463000

THE TAPE

腱板修復に PERMATAPE™ を使用した
実際の鏡視画像



製造販売元

ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社
デピューシンセス事業本部
マイテック スポーツ メディシン事業部
〒 101-0065 東京都千代田区西神田3丁目5番2号
depuyssynthes.jp

カタログ番号	製品名
223169	PERMATAPE 2.5MM 青
223170	PERMATAPE 2.5MM 白青

販売名：マイテック PERMATAPE
承認番号：30100BZX00159000